

Verwendung

SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark ist eine konzentrierte, neutrale, wasserverdünnbare und angenehm nach Zitrone duftende Flüssigkeit.

SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark ist optimal geeignet zum Ablösen von leichten und schweren Papiertapeten, mehrfach bestrichenen Raufasertapeten, Leimfarben und Fixierungsresten.

Eigenschaften

- hochwirksam, da mit neuer Aktiv-Frischeformel
- entfaltet angenehmen Zitrusduft
- schnell und gründlich
- bis zu 50 % aktiver
- Ergiebigkeit: 500 ml Konzentrat ausreichend für ca. 100 – 200 m² je nach Anwendung

Verarbeitung

SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark (500 ml) wird je nach Tapetenqualität mit 10 l Wasser (bei mehrfach beschichteten Raufasertapeten) oder mit 20 l Wasser (bei normalen Papiertapeten) gemischt. Anschließend wird die Lösung mit einer Deckenbürste satt aufgetragen. Nach einer Wirkzeit von ca. 10 Minuten den Vorgang wiederholen bis die Tapete durchgeweicht ist und eine Blasenbildung sichtbar wird.

Durchgeweichte Tapeten mit einer Spachtel anheben und bahnenweise abziehen.

Wasserundurchlässige Tapeten bzw. Wandbeläge sowie mehrfach bestrichene Raufasertapeten sind vorher mittels Igelwalze aufzurauen.

Bei mehrschichtig überklebten Tapeten ist Schicht für Schicht zu behandeln.

Heißes Wasser beschleunigt die Wirkung.

Mischverhältnis und Ergiebigkeiten

Schwere und Raufasertapete 500 ml Konzentrat auf 10 l Wasser
ausreichend für ca. 60 – 100 m²

Leichte und mittlere Tapeten 500 ml Konzentrat auf 20 l Wasser
sowie Leimfarben ausreichend für ca. 160 – 200 m²

Lagerung

Kühl, aber frostfrei, 12 Monate im Originalgebinde lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbbreste abgeben.

Inhaltsstoffe

Enthält: Isotridecanol, ethoxyliert;
15 - 30 % nichtionische Tenside
Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Duftstoffe

Gefahrenhinweis

Verursacht schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum anrufen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Verpackung

500-ml-Flasche (6 Stück/Karton, 80 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995908503

1000-ml-Flasche (6 Stück/Karton, 60 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995900361

5-Liter-Kanister (1 St./VE)
EAN-Code: 4015995906493